

	PRODUCTO		SENSOR DE SPO2 PINZA PEDIÁTRICO		
	MARCA		UNIMED		
	REFERENCIA		U110-46D		
	REGISTRO SANITARIO		2019DM-0004317-R1		
	RIESGO		IA		
USO - DESCRIPCIÓN			Dispositivo diseñado para detectar, recibir y transmitir señales que permitan determinar la concentración de oxígeno en la sangre (SPO2), continua, no invasiva y la frecuencia de pulso cardiaco, es utilizado como accesorio en monitores de signos vitales o pulsioxímetros.		
CARACTERÍSTICAS			El sensor de SpO2 está diseñado para cumplir las especificaciones de fabricante original de equipos, cuenta con fotodiodos transmisores, materiales antialérgicos, alta confiabilidad. Es importante conocer el tipo de tecnología del equipo para garantizar su funcionamiento con un resultado óptimo.		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			Conector		Redell, 5Pin, 1 Guía
			Compatible con:		Contec: CMS60C/CW/D/DW, CMS60, PM50, PM60D, CMS5000, CMS5000C, CM5100, CMS6000, CMS7000/8000/9000 - Digital Tech CareWell: CM-8000 plus EDAN: (Digital Tech Sensor) M3 y M8 Series, M9, M50, M80, iM8, iM9, iM50, iM80 Series, CareWell CM-8000 plus
			Diámetro del Cable:		2.5mm*5.0mm
			Longitud del cable:		3.0m
			Rango de Medición:		69%-100%
			Precisión:		±2
			Rango de frecuencia de pulso:		20-250bpm, Precisión ± 3 dígitos
			Conector a paciente		Dedo
			Tamaño del paciente:		Pediátrico (15 a 40 Kg)
			Peso:		0.54kg
			Autoclavable:		No
			Temp. Operación:		5°C a 45°C
			Humedad operación:		0 a 80% No condensada
MATERIAL / COMPOSICIÓN			TPU, filamentos, metal, silicona grado médico		
ALMACENAMIENTO			Temperatura de almacenamiento: -25-55°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada		
PRESENTACIÓN			Unidad.		

RECOMENDACIONES	<u>Aplicación:</u> - El sensor y el cable deben ser desinfectados usando un paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70% antes de usarse en cada paciente. - Ubique el sensor en el dedo índice asegurando que el dedo esté completamente insertado y que la punta del dedo descansa sobre la barrera que hay dentro del sensor. - Posibles lugares alternos para ubicar el sensor son: un pulgar de tamaño pequeño, los dedos medio, anular y meñique o el dedo pulgar del pie. - Asegúrese que la uña esté localizada bajo la barrera que hay dentro de la pinza del sensor. - El sensor no debe ser ubicado en el mismo brazo donde se encuentre el brazalete de NIBP, el catéter arterial o la línea intravascular. - Remueva todo el esmalte, esto puede afectar la precisión. - No utilice el sensor dentro o cerca al equipo de MRI. - Evite tener fuentes de luz intensa cerca del sensor. - Para uso de largo plazo, el lugar de medición debe ser cambiado cada 4 horas para garantizar la integridad de la piel de los pacientes. - En paciente inquieto (de movimiento excesivo), utilice los sensores tipo funda de silicona (soft), de correa, o sensores multi-sitio de Unimed Medical Supplies Inc., con el fin de asegurar el sensor al paciente. <u>Precauciones:</u> - Los sensores están diseñados para uso con monitores específicos. - El operador es responsable del chequeo de la compatibilidad del monitor, el sensor y el cable antes de su uso. - Componentes incompatibles pueden resultar en precisión degradada y mal desempeño. - Evaluar la precisión del sensor utilizando el probador funcional o simulador de oximetría. - Consultar las instrucciones de operación concernientes al equipo y los accesorios relacionados antes de la operación del equipo para asegurar su compatibilidad. - Equipos portátiles o de comunicación RF móvil pueden afectar el desempeño del dispositivo. - La disposición final del sensor debe cumplir con la regulación local de desechos. - No use agentes abrasivos o productos químicos excepto alcohol isopropílico al 70%. - No irradie, No use autoclave, no empape o sumerja el sensor en ningún tipo de solución. -