

IMAGEN:													
<div><div><div>A MONITOR</div><div></div></div><div><div>A SENSOR</div><div></div></div></div> <div></div>		<table><tr><td>PRODUCTO</td><td>EXTENSIÓN PARA SENSOR DE SPO2</td></tr><tr><td>MARCA</td><td>UNIMED</td></tr><tr><td>REFERENCIA</td><td>U708-76</td></tr><tr><td>REGISTRO SANITARIO</td><td>2019DM-0004317-R1</td></tr><tr><td>RIESGO</td><td>IIA</td></tr></table>		PRODUCTO	EXTENSIÓN PARA SENSOR DE SPO2	MARCA	UNIMED	REFERENCIA	U708-76	REGISTRO SANITARIO	2019DM-0004317-R1	RIESGO	IIA
PRODUCTO	EXTENSIÓN PARA SENSOR DE SPO2												
MARCA	UNIMED												
REFERENCIA	U708-76												
REGISTRO SANITARIO	2019DM-0004317-R1												
RIESGO	IIA												
USO - DESCRIPCIÓN	Dispositivo médico indicado para hacer la interconexión eléctrica entre el equipo biomédico y el sensor de saturación de oxígeno arterial durante el monitoreo												
CARACTERÍSTICAS	Indicado para el uso en monitoreo continuo no invasivo de saturación de oxígeno arterial y pulso cardiaco. Son compatibles con sensores de la mayoría de marcas de monitores de paciente y pulsoxímetros												
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Conector		Redell 7 Pin, 1 Guia / BCI 9 Pin										
	Compatible con:		BCI 3180/ 3300/ 3404/ 3444/ 6100/ 9100/ Advisor/ Mini Torr/ Mini Torr Plus/ 1300/ 1301/ 4700/ Vet/Ox Plus 4600/ Digimax 5500 PaceTech: Monitores con conector de 7 pines Larsen Toubro: Cosmic/ Galaxy/ Planet/ Planet 50/ Star 50/ Stellar P/ Star 55 Digicare: Digimax 5500										
	Longitud del cable:		2.1M										
	Diámetro del cable		4.0mm										
	Peso:		0.54kg										
	Autoclavable:		No										
	Temp. Operación:		5°C a 45°C										
	Humedad operación:		0 a 80% No condensada										
MATERIAL / COMPOSICIÓN	Filamentos de metal, TPU												
ALMACENAMIENTO	Temperatura de almacenamiento: -25-55°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada												
PRESENTACIÓN	Unidad.												

RECOMENDACIONES	<p><u>Mantenimiento:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- El cable debe ser limpiado usando un paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70% antes de usarse en cada paciente.- Permita que el cable se seque antes de su uso.- No utilice agentes abrasivos o productos químicos excepto el alcohol isopropílico al 70%- No irradie, exponga a autoclave, empape o sumerja el cable en ningún tipo de solución. <p><u>Precauciones:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Asegúrese que el cable se encuentre intacto físicamente, sin fracturas o alambres deteriorados o partes dañadas. Haga una inspección visual del cable y descártelo si se encuentran fracturas o decoloración.- No intente reprocesar, reacondicionar o reciclar los cables, este proceso puede dañar los componentes eléctricos, conduciendo a un daño potencial al paciente.- Una falla en la conexión apropiada al sensor o al módulo de oximetría podría resultar en lecturas intermitentes, resultados imprecisos o no lectura.- Para evitar el daño en el cable, siempre agárrelo del conector, nunca del cable cuando haga la conexión o desconexión de la terminal.- Siempre refiérase al manual de operador del módulo de oximetría para instrucciones completas o información adicional.- Ubique adecuadamente el cable para reducir la posibilidad que el paciente se enrede o estrangule.
------------------------	--