Hospitécnica
Pasión por la vida

# FICHA TÉCNICA

| IMAGEN: | | |
|---|---|---|
|  | ***PRODUCTO*** | **CABLE ECG PARA 3 DERIVADAS** |
| | ***MARCA*** | UNIMED |
| | ***REFERENCIA*** | D-13029 |
| | ***REGISTRO SANITARIO*** | 2019DM-0004316-R1 |
| | ***RIESGO*** | IIA |

| | |
|---|---|
| ***USO - DESCRIPCIÓN*** | Dispositivo médico destinado a transmitir señales eléctricas del corazón a un monitor, para obtener datos de electrocardiografía del paciente. |
| ***CARACTERÍSTICAS*** | Elemento para usar en paciente Adulto - pediátrico, se debe hacer desinfección, uso bajo vigilancia médica. |

***CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS***

| | |
|---|---|
| Conector | Redondo 8 pin/ Tipo DIN |
| Compatible con: | Philips: 43011A, 77000AC, 77020A, 77020AC, 77020AR, 77025A, 77030A, 77035A,77040A, 78208A, 78210A, 782xxA Series, 78330A, 78331A, 78332A, 78333A,78341A, 78342A, 78345A, 78346A, 78351T, 78352A, 78353A, 78353B,78354A, 783xxA Series, 78532A, 78532B, 78534A, 78534B, 78534C, 785xxA,785xxB, 785xxC, 786xxA, 786xxB, Agilent Sonos 5500, Codemaster XL,M1722A, M1722B, M1723A, M1723B, M2400A, M2406A, M2475B, M3500B |
| Longitud del cable: | 2.5M |
| Diámetro del cable | 5.0mm |
| Peso: | 159g |
| Autoclavable: | No |
| Temp. Operación: | 5°C a 45°C |
| Humedad operación: | 0 a 80% No condensada |

| | |
|---|---|
| ***MATERIAL / COMPOSICIÓN*** | Filamentos de metal, TPU |
| ***ALMACENAMIENTO*** | Temperatura de almacenamiento: -25-55°C<br>Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada |
| ***PRESENTACIÓN*** | Unidad. |

**CONTACTO** Calle 85A # 49A- 64 PBX: (1) 5334444 - FAX: (1) 5334047 comercial@hospitecnica.com.co Bogotá -Colombia.

| | |
|---|---|
| ***RECOMENDACIONES*** | **Mantenimiento:**<br>- El cable debe ser limpiado usando un paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70% antes de usarse en cada paciente.<br>- Permita que el cable se seque antes de su uso.<br>- No utilice agentes abrasivos o productos químicos excepto el alcohol isopropílico al 70%<br>- No irradie, exponga a autoclave, empape o sumerja el cable en ningún tipo de solución.<br><br>**Precauciones:**<br>- Asegúrese que el cable se encuentre intacto físicamente, sin fracturas o alambres deteriorados o partes dañadas. Haga una inspección visual del cable y descártelo si se encuentran fracturas o decoloración.<br>- No intente reprocesar, reacondicionar o reciclar los cables, este proceso puede dañar los componentes eléctricos, conduciendo a un daño potencial al paciente.<br>- Una falla en la conexión apropiada al sensor o al módulo podría resultar en lecturas intermitentes, resultados imprecisos o no lectura.<br>- Para evitar el daño en el cable, siempre agárrelo del conector, nunca del cable cuando haga la conexión o desconexión de la terminal.<br>- Siempre refiérase al manual de operador del módulo para instrucciones completas o información adicional.<br>- Ubique adecuadamente el cable para reducir la posibilidad que el paciente se enrede o estrangule. |