

IMAGEN:  																		
	PRODUCTO	MODULO DE ADQUISICION																
	MARCA	UNIMED																
	REFERENCIA	BC-10-LB																
	REGISTRO SANITARIO	2019DM-0004316-R1																
	RIESGO	IIA																
USO - DESCRIPCIÓN	Dispositivo médico destinado a transmitir señales eléctricas del corazón a un monitor, para obtener datos de electrocardiografía del paciente.																	
CARACTERÍSTICAS	Elemento para usar en paciente Adulto - pediátrico, se debe hacer desinfección, uso bajo vigilancia médica. Cable de cobre estañado con conector, terminales tipo Banana Medición de alta precisión Fácil de usar y conectar Duradero Cables reutilizables de alta calidad La temperatura de funcionamiento varía de 10 ° a 35 ° C (50 ° a 95 ° F) Cumple con la American Heart Association (AHA) Marcado CE Materiales libres de contaminantes ambientales (caucho de látex natural) utilizados																	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<table border="1"> <tr> <td>Conector</td><td>Redondo 10 Pin</td></tr> <tr> <td>Compatible con:</td><td>Set de derivadas para uso en cable troncal EKG Biocare IE Series</td></tr> <tr> <td>Longitud del cable:</td><td>2.2 M</td></tr> <tr> <td>Diámetro del cable</td><td>4.0mm</td></tr> <tr> <td>Peso:</td><td>0.54kg</td></tr> <tr> <td>Autoclavable:</td><td>No</td></tr> <tr> <td>Temp. Operación:</td><td>5°C a 45°C</td></tr> <tr> <td>Humedad operación:</td><td>0 a 80% No condensada</td></tr> </table>		Conector	Redondo 10 Pin	Compatible con:	Set de derivadas para uso en cable troncal EKG Biocare IE Series	Longitud del cable:	2.2 M	Diámetro del cable	4.0mm	Peso:	0.54kg	Autoclavable:	No	Temp. Operación:	5°C a 45°C	Humedad operación:	0 a 80% No condensada
Conector	Redondo 10 Pin																	
Compatible con:	Set de derivadas para uso en cable troncal EKG Biocare IE Series																	
Longitud del cable:	2.2 M																	
Diámetro del cable	4.0mm																	
Peso:	0.54kg																	
Autoclavable:	No																	
Temp. Operación:	5°C a 45°C																	
Humedad operación:	0 a 80% No condensada																	
MATERIAL / COMPOSICIÓN	Filamentos de metal, TPU																	
ALMACENAMIENTO	Temperatura de almacenamiento: -25-55°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada																	
PRESENTACIÓN	Unidad.																	

RECOMENDACIONES	<u>Mantenimiento:</u> - El cable debe ser limpiado usando un paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70% antes de usarse en cada paciente. - Permita que el cable se seque antes de su uso. - No utilice agentes abrasivos o productos químicos excepto el alcohol isopropílico al 70% - No irradie, exponga a autoclave, empape o sumerja el cable en ningún tipo de solución. <u>Precauciones:</u> - Asegúrese que el cable se encuentre intacto físicamente, sin fracturas o alambres deteriorados o partes dañadas. Haga una inspección visual del cable y descártelo si se encuentran fracturas o decoloración. - No intente reprocesar, reacondicionar o reciclar los cables, este proceso puede dañar los componentes eléctricos, conduciendo a un daño potencial al paciente. - Una falla en la conexión apropiada al sensor o al módulo de oximetría podría resultar en lecturas intermitentes, resultados imprecisos o no lectura. - Para evitar el daño en el cable, siempre agárrelo del conector, nunca del cable cuando haga la conexión o desconexión de la terminal. - Siempre refiérase al manual de operador del módulo de oximetría para instrucciones completas o información adicional. - Ubique adecuadamente el cable para reducir la posibilidad que el paciente se enrede o estrangule.
------------------------	--