

IMAGEN: 	PRODUCTO		SENSOR DE TEMPERATURA REUSABLE PARA MONITOR WELCH ALLYN (SMART PROBE) ADULTO ORAL CONECTOR RED - 3mts, UNIMED
	MARCA		UNIMED
	REFERENCIA		TOP-WA-002XL
	REGISTRO SANITARIO		2019DM-0019686
	FABRICANTE		UNIMED MEDICAL SUPPLIES
	RIESGO		IIA
USO - DESCRIPCIÓN	Dispositivo médico destinado al monitoreo de la temperatura corporal de los pacientes		
CARACTERÍSTICAS	Las sondas de temperatura son reusables y diseñadas para uso con monitores de diferentes tecnologías, compatibles según tecnología y conector.		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Compatibilidad Welch Allyn		Accutorr PlusSureTemp Plus 690, SureTemp Plus 692, Spot vital signs LXi Device, Vital Signs Monitor 300 Series, Connex Vital Signs Monitor, 6000S series
	Normatividad regulatoria		CE, FDA, Anvisa, MDSAP, ISO 80601-2, ISO 10993 series
	Conector a monitor		8 pines rectángulo, PCB
	Sensor		Oral
	Paciente		Adulto
	Libre de látex		Si
	Diámetro de cable		2,7 mm
	Material de cable		TPU
	Canal		Solo
	Tipo de resistor		NTC Series
	Temperatura NTC Series		20 K
	Rango Temp		77 -113°F(25- 45º)
	Peso		66.8 g
	Garantía		4 meses por defectos de fabricación
MATERIAL / COMPOSICIÓN	Filamentos de metal, polimeros PVC		
ALMACENAMIENTO	Guarde el brazalete en un lugar seco y fuera del alcance directo de la luz de sol. Almacenamiento -10 ° C a 40 ° C Humedad de almacenamiento: 0% ~ 80 % de humedad relativa sin condensación		
PRESENTACIÓN	Unidad.		
PRECAUCIONES	Limpieza: Los sensores deben ser limpiados con un detergente suave y agua para remover el exceso de la biocarga y mejorar la efectividad de la desinfección y esterilización. Evitar el contacto con solventes fuertemente aromáticos, clorados, cetonas, éter o éster. La inmersión prolongada en		

	alcoholes o solventes orgánicos, soluciones detergentes o soluciones altamente alcalinas pueden causar que el vinilo pierda flexibilidad. Los plugs de las sondas no deben ser sumergidos.
--	--

Desinfección:

Bajo Nivel: Cidex / glutaraldehído

Alto Nivel: Cidex / glutaraldehído, hipoclorito diluido a 5000 ppm o alcohol isopropílico al 70%

Nunca inserte las sondas de temperatura series T en horno.